

Instructies voor reinigen en onderhoud van een gebitsbeschermer/spalk/retentieplaat/bleekplaat:

De gebitsbeschermer is vervaardigd uit thermoplastisch materiaal en moet als volgt worden gereinigd en onderhouden:

Gebruik zeep of afwasmiddel, maar geen sterk geperfumeerde zeep. Eventueel mag u een reinigingsmiddel voor kunstgebitten gebruiken (max. 1x per maand)

Niet geschikt zijn:

- mondspoelmiddel (kan leiden tot verkleuring)
- water dat warmer is dan 45°C (geeft vervorming)
- temperatuur boven de 45°C (geeft vervorming)

Voor gebruik:

- Afspoelen met koud water

Na gebruik:

- Goed wassen met water (het beste is om de binnen- en buitenkant grondig te reinigen met een tandenborstel en zeep) Mag eventueel met tandpasta, let op deze bevatten vaak schurende deeltjes, dus niet dagelijks gebruiken.
- Opnieuw goed afspoelen met water
- Schud het water er af en droog met een handdoek
- NOOIT föhnen, want dit geeft vervorming!
- Heel belangrijk: Laat de gebitsbeschermer volledig drogen! En bewaar deze op een droge plaats in het bijgeleverde gebitsbeschermerdoosje.

Wanneer de gebitsbeschermer na enige tijd een sterke geur afgeeft, zet de gebitsbeschermer gedurende een uur in een niet-geperfumeerde, geconcentreerde zeepoplossing, daarna grondig wassen met koud water. Het meeste van de geur zal dan verdwijnen.

Soms is het nodig om de gebitsbeschermer te ontsmetten, dit kan met desinfectie-alcohol. Zorg er wel voor dat de alcohol volledig kan verdampen.

Door zorgvuldig onderhoud kunt u vervorming en verkleuring voorkomen.